

ตารางการตรวจสอบหุ่น Sim Man ปีงบประมาณ 2563

Date	การเชื่อมต่อปลั๊กไฟเลี้ยง	ระดับแรงดันแบตเตอรี่	เปิดเครื่องและพร้อมใช้งาน	เครื่องคอมพิวเตอร์ควบคุม	อุณหภูมิห้อง	ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
8/1/63	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	พิริพัฒน์	พร้อมใช้งาน
29/1/63	ปกติ	ปกติ	หน้าจอ Patient monitor พบความผิดปกติ ไม่สามารถใช้งานได้	ปกติ	ปกติ	พิริพัฒน์	หน้าจอ Patient monitor ไม่สามารถเปิดใช้งานได้ จึงใช้ Notebook มาเชื่อมต่อแทน แจ้งช่างเทคนิคแล้ว แนะนำให้เปลี่ยนใหม่
19/2/63	ปกติ	ปกติ	หน้าจอ Patient monitor ไม่สามารถใช้งานได้	ปกติ	ปกติ	พิริพัฒน์	พร้อมใช้งาน
11/3/63	ปกติ	ปกติ	หน้าจอ Patient monitor ไม่สามารถใช้งานได้	ปกติ	ปกติ	พิริพัฒน์	พร้อมใช้งาน
1/4/63	ปกติ	ปกติ	หน้าจอ Patient monitor ไม่สามารถใช้งานได้	ปกติ	ปกติ	พิริพัฒน์	พร้อมใช้งาน
22/4/63	ปกติ	ปกติ	*หน้าจอ Patient monitor ไม่สามารถใช้งานได้ *กล้องวงจรไม่สามารถแสดงภาพหน้าจอได้	ปกติ	ปกติ	พิริพัฒน์	*กล้องวงจรไม่สามารถถ่ายภาพได้ ได้แจ้งทีมงาน IT ทราบแล้ว *Patient monitor กำลังสั่งซื้อใหม่
13/5/63	ปกติ	ปกติ	*หน้าจอ Patient monitor ไม่สามารถใช้งานได้ *กล้องวงจรไม่สามารถแสดงภาพหน้าจอได้	ปกติ	ปกติ	พิริพัฒน์	21/5/63 ทีม BJH ตรวจสอบกล้องพบเสียทั้ง 3 ตัว + ระบบการทำงานของหุ่นปกติ

Date	การเชื่อมต่อปลั๊กไฟเลี้ยง	ระดับแรงดันแบตเตอรี่	เปิดเครื่องและพร้อมใช้งาน	เครื่องคอมพิวเตอร์ควบคุม	อุณหภูมิห้อง	ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
2/6/63	ปกติ	ปกติ	*หน้าจอ Patient monitor ไม่สามารถใช้งานได้ *กล้องวงจรไม่สามารถแสดงภาพหน้าจอได้	ปกติ	ปกติ	พิริพัฒน์	*ปลั๊กไฟทีวีห้อง debrief ไม่มีไฟมาเลี้ยงเขียนส่งซ่อมและแจ้งช่างไฟของวิทยาลัยแล้ว
23/6/63	ปกติ	ปกติ	*หน้าจอ Patient monitor ไม่สามารถใช้งานได้ *กล้องวงจรไม่สามารถแสดงภาพหน้าจอได้	ปกติ	ปกติ	พิริพัฒน์	ระบบพร้อมใช้งาน *กล้องวงจร รอดำเนินการซ่อม * TVห้อง Debrief ใช้งานได้ปกติ
15/7/63	ปกติ	ปกติ	*หน้าจอ Patient monitor ไม่สามารถใช้งานได้ *กล้องวงจรไม่สามารถแสดงภาพหน้าจอได้	ปกติ	ปกติ	พิริพัฒน์	ระบบพร้อมใช้งาน *กล้องวงจร รอดำเนินการซ่อม
5/8/63	ปกติ	ปกติ	*หน้าจอ Patient monitor ไม่สามารถใช้งานได้ *กล้องวงจรไม่สามารถแสดงภาพหน้าจอได้	ปกติ	ปกติ	พิริพัฒน์	ระบบพร้อมใช้งาน *กล้องวงจร รอดำเนินการซ่อม
26/8/63	ปกติ	ปกติ	*หน้าจอ Patient monitor ไม่สามารถใช้งานได้ *กล้องวงจรไม่สามารถแสดงภาพหน้าจอได้	ปกติ	ปกติ	พิริพัฒน์	ระบบพร้อมใช้งาน *กล้องวงจร รอดำเนินการซ่อม
16/9/63	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	พิริพัฒน์	ระบบพร้อมใช้งาน กล้องวงจรปิดทำงานปกติ จอ Patient Monitor สามารถใช้งานได้ปกติ แต่ต้องพ่วง 2 เครื่อง
22/10/63	ปกติ	ปกติ	*หน้าจอ Patient monitor ไม่สามารถ touch screen ได้	ปกติ	ปกติ	พิริพัฒน์	ระบบพร้อมใช้งาน
26/11/63	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	พิริพัฒน์	ระบบพร้อมใช้งาน กล้องวงจรปิดทำงานปกติ จอ Patient Monitor สามารถใช้งานได้ปกติ แต่ต้องพ่วง 2 เครื่อง
22/12/63	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	พิริพัฒน์	ระบบพร้อมใช้งาน กล้องวงจรปิดทำงานปกติ จอ Patient Monitor สามารถใช้งานได้ปกติ แต่ต้องพ่วง 2 เครื่อง
25/1/64	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	พิริพัฒน์	ระบบพร้อมใช้งาน กล้องวงจรปิดทำงานปกติ

Date	การเชื่อมต่อปลั๊กไฟเลี้ยง	ระดับแรงดันแบตเตอรี่	เปิดเครื่องและพร้อมใช้งาน	เครื่องคอมพิวเตอร์ควบคุม	อุณหภูมิห้อง	ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
18/2/64	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	พริพัฒน์	ระบบพร้อมใช้งาน
24/3/64	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	พริพัฒน์	ระบบพร้อมใช้งาน
29/4/64	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	พริพัฒน์	ระบบพร้อมใช้งาน จอ Patient Monitor สามารถใช้งานได้ปกติ แต่ต้องพ่วง 2 เครื่อง
27/5/64	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ/มีช่างภายนอกมาตรวจสอบระบบแอร์	พริพัฒน์	ระบบพร้อมใช้งาน
11/6/64	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	พริพัฒน์/IT	ระบบพร้อมใช้งาน จอ Patient Monitor สามารถใช้งานได้ปกติ แต่ต้องพ่วง 2 เครื่อง

Note

ตรวจสอบทุก 3 – 4 สัปดาห์

ติดต่อช่าง: คุณมะตูม Tel: 065-2636546

ข้อควรระวัง

- งดใช้ของมีคม ขณะใช้งานหุ่น เนื่องจากผิวหนังทำจากซิลิโคน ทำให้ขาดง่าย
- ไม่ควรทำการขีดเขียนบนผิวของหุ่น เนื่องจากจะทำให้ลบออกยาก
- ตรวจสอบปลั๊กไฟ และขั้วไฟเลี้ยงของหุ่น ปลั๊กทุกจุดต้องแน่น
- แรงดันแบตเตอรี่ของหุ่นจะแสดงขึ้นใกล้จุดเปิด-ปิดหุ่น

กรณีที่เกิดปัญหาและการแก้ไขเบื้องต้น

- เมื่อรันหุ่นได้ระยะหนึ่งแล้วหุ่นตัวเองตรวจเช็คว่าขั้วต่อไฟเลี้ยงหุ่นแน่นพอ และขั้วปลั๊กไฟไม่หลวม กรณีที่ปลั๊กไฟมีสวิตช์ให้ตรวจเช็คที่เปิดสวิตช์หรือยัง
- หากรันหุ่นทั้งวันอาจเกิดความร้อนสะสมขึ้น หุ่นจะตัดการทำงานเองเพื่อป้องกันความเสียหายต่อระบบ
- แนะนำให้รันหุ่นประมาณ 3-4 ชั่วโมงต่อการพัก 30 นาที
- กรณีที่รันต่อเนื่อง หุ่นควรอยู่ในห้องที่มีอุณหภูมิประมาณ 25 องศา เพื่อไม่ให้เกิดความร้อนสะสมมากเกินไป
- เมื่อรันหุ่นแล้วระบบทำงานไม่ถูกต้อง หรือทำงานผิดปกติ ให้ลอง ปิด และ เปิดหุ่นใหม่อีกครั้ง
- หุ่นหลุดการเชื่อมต่อบ่อย เมื่อเชื่อมต่อด้วย Wi fi แนะนำให้เชื่อมต่อด้วยระบบสาย LAN
- ไม่ควรใช้งานหุ่นในกรณีที่พบน้ำซึม หรือหุ่นเปียกน้ำ โปรดติดต่อฝ่ายเซอร์วิสเพื่อรับการตรวจเช็คและแก้ไข

ตารางการตรวจสอบหุ่น Sim Mom ปีงบประมาณ 2563-2564

Date	การเชื่อมต่อปลั๊กไฟเลี้ยง	ระดับแรงดันแบตเตอรี่ทั้งสองลูก	เปิดเครื่องและพร้อมใช้งาน	เครื่องคอมพิวเตอร์ควบคุม (MacBook)	แบตเตอรี่หุ่นเด็ก	ระบบน้ำ	อุณหภูมิห้อง	ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
8/1/63	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	พิริพัฒน์	พร้อมใช้งาน
29/1/63	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	พิริพัฒน์	พร้อมใช้งาน
19/2/63	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	พิริพัฒน์	หน้าจอ Patient monitor ไม่สามารถ touch screen ได้
11/3/63	ปกติ	ปกติ	หน้าจอ Patient monitor พบความผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	พิริพัฒน์	หน้าจอ Patient monitor ไม่สามารถ touch screen ได้ .. แจ้งช่างเทคนิคและทำการเช็คและนำให้เปลี่ยนใหม่ *แผงวงจรแขนขาผิดปกติ คลำชีพจรไม่ได้
1/4/63	ปกติ	ปกติ	หน้าจอ Patient monitor ไม่สามารถ Touch screen ได้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	พิริพัฒน์	รอเปลี่ยนจอ patient monitor
22/4/63	ปกติ	ปกติ	หน้าจอ Patient monitor ไม่สามารถ Touch screen ได้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	พิริพัฒน์	*รอเปลี่ยนจอ patient monitor *ระบบน้ำควรต่อภายนอกก่อนแล้วค่อยต่อเข้าระบบภายใน
13/5/63	ปกติ	ปกติ	หน้าจอ Patient monitor ไม่สามารถ Touch screen ได้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	พิริพัฒน์	พร้อมใช้งาน *รอเปลี่ยนจอ monitor

Date	การเชื่อมต่อปลั๊กไฟเลี้ยง	ระดับแรงดันแบตเตอรี่ทั้งสองลูก	เปิดเครื่องและพร้อมใช้งาน	เครื่องคอมพิวเตอร์คววม (MacBook)	แบตเตอรี่หุ่่นเด็ก	ระบบน้ำ	อุณหภูมิห้อง	ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
2/6/63	ปกติ	ปกติ	หน้าจอ Patient monitor ไม่สามารถ Touch screen ได้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	พริพัฒน์	พร้อมใช้งาน *รอเปลี่ยนจอ monitor
23/6/63	ปกติ	ปกติ	หน้าจอ Patient monitor ไม่สามารถ Touch screen ได้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	พริพัฒน์	ระบบพร้อมใช้งาน *รอเปลี่ยนจอ patient monitor
15/7/63	ปกติ	ปกติ	หน้าจอ Patient monitor ไม่สามารถ Touch screen ได้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	พริพัฒน์	ระบบพร้อมใช้งาน 1 กค ทาง Primemed เข้ามาตรวจเช็คระบบ simmom
5/8/63	ปกติ	ปกติ	หน้าจอ Patient monitor ไม่สามารถ Touch screen ได้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	พริพัฒน์	ระบบพร้อมใช้งาน *รอเปลี่ยนจอ patient monitor
26/8/63	ปกติ	ปกติ	หน้าจอ Patient monitor ไม่สามารถ Touch screen ได้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	พริพัฒน์	ระบบพร้อมใช้งาน *รอเปลี่ยนจอ patient monitor
16/9/63	ปกติ	ปกติ	หน้าจอ Patient monitor ไม่สามารถ Touch screen ได้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	พริพัฒน์	ระบบพร้อมใช้งาน *รอเปลี่ยนจอ patient monitor

[illegible]

Date	การเชื่อมต่อปลั๊กไฟเลี้ยง	ระดับแรงดันแบตเตอรี่ทั้งสองลูก	เปิดเครื่องและพร้อมใช้งาน	เครื่องคอมพิวเตอร์คววม (MacBook)	แบตเตอรี่หุ่นเด็ก	ระบบน้ำ	อุณหภูมิห้อง	ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
29/4/64	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	พิริพัฒน์	พร้อมใช้งาน
27/5/64	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ/มีช่างภายนอกมาตรวจจาวอบระบบแอร์	พิริพัฒน์	พร้อมใช้งาน
11/6/64	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	พิริพัฒน์/IT	พร้อมใช้งาน / สายต่อตัวหมุนเริ่มมีสภาพเสื่อม ปรึกษาทางช่างวิศวกรแจ้งว่าเป็นการเสื่อมตามเวลาของสายต่อ

Note

ตรวจสอบทุก 3-4 สัปดาห์

ติดต่อช่าง: คุณนาคี ภาระเวช Tel: 082-7822661

ข้อควรระวัง

- งดใช้ของมีคม ขณะใช้งานหุ่น เนื่องจากผิวหุ่นทำจากซิลิโคน ทำให้ขาดง่าย
- ไม่ควรทำการขีดเขียนบนผิวของหุ่น เนื่องจากจะทำให้ลบออกยาก
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่า บริเวณด้านหลังของหุ่นไม่มีน้ำรั่วซึมออกมา
- กรณีที่ใช้ระบบน้ำ ควรมั่นใจได้ว่า ระบบน้ำในหุ่นไม่รั่วซึม
- ตรวจสอบปลั๊กไฟ และขั้วไฟเลี้ยงของหุ่น ปลั๊กทุกจุดต้องแน่น
- แรงดันแบตเตอรี่ของหุ่นควรมากกว่า 10% ก่อนเปิดใช้งาน (ขีดยกกระดักแรงดันแบตเตอรี่ควรมากกว่าหรือเท่ากับ 2 ชีด)

กรณีที่เกิดปัญหาและการแก้ไขเบื้องต้น

- นานกว่า 5 นาที เมื่อเปิดใช้งานครั้งแรกหุ่นไม่ “hello” ให้ตรวจสอบระบบไฟเลี้ยง และแบตเตอรี่
- เมื่อรันหุ่นได้ระยะหนึ่งแล้วหุ่นดับเองตรวจสอบเช็คขั้วต่อไฟเลี้ยงหุ่นแน่นพอ และขั้วปลั๊กไฟไม่หลวม กรณีที่ปลั๊กไฟมีสวิตช์ให้ตรวจสอบเช็คเปิดสวิตช์หรือยัง
- หากรันหุ่นทั้งวันอาจเกิดความร้อนสะสมขึ้น หุ่นจะตัดการทำงานเองเพื่อป้องกันความเสียหายต่อระบบ
- แนะนำให้รันหุ่นประมาณ 3-4 ชั่วโมงต่อการพัก 30 นาที
- กรณีที่รันต่อเนื่อง หุ่นควรอยู่ในห้องที่มีอุณหภูมิประมาณ 25 องศา เพื่อไม่ให้เกิดความร้อนสะสมมากเกินไป
- เมื่อรันหุ่นแล้วระบบทำงานไม่ถูกต้อง หรือทำงานผิดปกติ ให้ลอง ปิด และ เปิดหุ่นใหม่อีกครั้ง
- หุ่นหลุดการเชื่อมต่อบ่อย เมื่อเชื่อมต่อด้วย Wi fi แนะนำให้เชื่อมต่อด้วยระบบสาย LAN
- ไม่ควรใช้งานหุ่นในกรณีที่พบน้ำซึม หรือหุ่นเปียกน้ำ โปรดติดต่อฝ่ายเซอวิสเพื่อรับการตรวจเช็คและแก้ไข