

ชื่อเครื่องมือ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบปรอท

S/N

เลขครุภัณฑ์

สถานที่

293

วพ. 58-08

JOB No.

รหัสอุปกรณ์

BP

ชื่อ

วพ. 58-001

วันที่

8/3/64

สอบเทียบโดย

UUC (mmHg)	Std1	Std2	Std3
60.00	59.5	59.5	59.5
120.00	119.5	119.5	119.5
200.00	199.5	199.5	199.5

สอบเทียบโดย

ชื่อเครื่องมือ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบปรอท

S/N

เลขครุภัณฑ์

สถานที่

294

วพ. 58-30

JOB No.

รหัสอุปกรณ์

BP

ชื่อ

วพ. 58-002

วันที่

8/3/64

สอบเทียบโดย

UUC (mmHg)	Std1	Std2	Std3
60.00	60	60	60
120.00	119.5	119.5	119.5
200.00	200	200	200

สอบเทียบโดย

ชื่อเครื่องมือ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบปรอท

S/N

เลขครุภัณฑ์

สถานที่

295

วพ. 58-023

JOB No.

รหัสอุปกรณ์

BP

ชื่อ

วพ. 58-003

วันที่

8/3/64

สอบเทียบโดย

UUC (mmHg)	Std1	Std2	Std3
60.00	60	60	60
120.00	120	120	120
200.00	200	200	200

สอบเทียบโดย

ชื่อเครื่องมือ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบปรอท

S/N

เลขครุภัณฑ์

สถานที่

296

วพ. 58-024

JOB No.

รหัสอุปกรณ์

BP

ชื่อ

วพ. 58-004

วันที่

8/3/64

สอบเทียบโดย

UUC (mmHg)	Std1	Std2	Std3
60.00	60	60	60
120.00	120	120	120
200.00	200	200	200

สอบเทียบโดย

ชื่อเครื่องมือ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบปรอท

S/N

เลขครุภัณฑ์

สถานที่

297

วพ. 58-10

JOB No.

รหัสอุปกรณ์

BP

ชื่อ

วพ. 58-005

วันที่

8/3/64

สอบเทียบโดย

UUC (mmHg)	Std1	Std2	Std3
60.00	60	60	60
120.00	120	120	120
200.00	200	200	200

สอบเทียบโดย

ชื่อเครื่องมือ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบปรอท สถานที่ วิทยาลัยพยาบาล HICO ยี่ห้อ วพ.ร. - 006 รุ่น 9/3/64
 S/N..... JOB No. 298 รหัสอุปกรณ์: BP..... สอบเทียบวันที่.....
 เลขครุภัณฑ์.....

UUC (mmHg)	Std1	Std2	Std3
60.00	59.5	59.5	59.5
120.00	119.5	119.5	119.5
200.00	199.5	199.5	199.5

สอบเทียบโดย: จร

ชื่อเครื่องมือ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบปรอท สถานที่ วิทยาลัยพยาบาล HICO ยี่ห้อ วพ.ร. - 007 รุ่น 9/3/64
 S/N..... JOB No. 299 รหัสอุปกรณ์: BP..... สอบเทียบวันที่.....
 เลขครุภัณฑ์ วพ.ร. 58-28

UUC (mmHg)	Std1	Std2	Std3
60.00	59.5	59.5	59.5
120.00	120	120	120
200.00	200	200	200

สอบเทียบโดย: จร

ชื่อเครื่องมือ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบปรอท สถานที่ วิทยาลัยพยาบาล HICO ยี่ห้อ วพ.ร. - 008 รุ่น 9/3/64
 S/N..... JOB No. 300 รหัสอุปกรณ์: BP..... สอบเทียบวันที่.....
 เลขครุภัณฑ์ วพ.ร. 58.07

UUC (mmHg)	Std1	Std2	Std3
60.00	60	60	60
120.00	119	120	120
200.00	200	199.5	200

สอบเทียบโดย: จร

ชื่อเครื่องมือ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบปรอท สถานที่ วิทยาลัยพยาบาล HICO ยี่ห้อ วพ.ร. - 009 รุ่น 9/3/64
 S/N..... JOB No. 301 รหัสอุปกรณ์: BP..... สอบเทียบวันที่.....
 เลขครุภัณฑ์ วพ.ร. 58-09

UUC (mmHg)	Std1	Std2	Std3
60.00	59.5	60	60
120.00	119.5	120	120
200.00	200	200	200

สอบเทียบโดย: จร

ชื่อเครื่องมือ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบปรอท สถานที่ วิทยาลัยพยาบาล HICO ยี่ห้อ วพ.ร. - 010 รุ่น 9/3/64
 S/N..... JOB No. 302 รหัสอุปกรณ์: BP..... สอบเทียบวันที่.....
 เลขครุภัณฑ์ วพ.ร. 58-12

UUC (mmHg)	Std1	Std2	Std3
60.00	59.5	60	60
120.00	119.5	120	120
200.00	200	200	200

สอบเทียบโดย: จร

ชื่อเครื่องมือ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบปรอท สถานที่ โรงพยาบาลราช HICO ยี่ห้อ วพ.ร. 018 รุ่น 15/3/64
 S/N..... JOB No. 305 รหัสอุปกรณ์: BP.....
 เลขครุภัณฑ์ วพ.ร. 01-015 013

UUC (mmHg)	Std1	Std2	Std3
60.00	60	60	60
120.00	121	121	121
200.00	202	202	202

สอบเทียบโดย: NSL

ชื่อเครื่องมือ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบปรอท สถานที่ โรงพยาบาลราช HICO ยี่ห้อ วพ.ร. 019 รุ่น 16/3/64
 S/N..... JOB No. 306 รหัสอุปกรณ์: BP.....
 เลขครุภัณฑ์ วพ.ร. 01-012

UUC (mmHg)	Std1	Std2	Std3
60.00	60	60	60
120.00	120	120	120
200.00	202	202	202

สอบเทียบโดย: NSL

ชื่อเครื่องมือ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบปรอท สถานที่ โรงพยาบาลราช HICO ยี่ห้อ วพ.ร. 015 รุ่น 16/3/64
 S/N..... JOB No. 307 รหัสอุปกรณ์: BP.....
 เลขครุภัณฑ์ วพ.ร. 016

UUC (mmHg)	Std1	Std2	Std3
60.00	60	60	60
120.00	120	120	120
200.00	200	200	200

สอบเทียบโดย: NSL

ชื่อเครื่องมือ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบปรอท สถานที่ โรงพยาบาลราช HICO ยี่ห้อ วพ.ร. 016 รุ่น 16/3/64
 S/N..... JOB No. 308 รหัสอุปกรณ์: BP.....
 เลขครุภัณฑ์ วพ.ร. 011

UUC (mmHg)	Std1	Std2	Std3
60.00	60	60	60
120.00	120	120	120
200.00	201	201	201

สอบเทียบโดย: NSL

ชื่อเครื่องมือ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบปรอท สถานที่ โรงพยาบาลราช HICO ยี่ห้อ วพ.ร. 017 รุ่น 18/3/64
 S/N..... JOB No. 309 รหัสอุปกรณ์: BP.....
 เลขครุภัณฑ์ วพ.ร. 017

UUC (mmHg)	Std1	Std2	Std3
60.00	59.5	59.5	59.5
120.00	119.5	119.5	119.5
200.00	199.5	199.5	199.5

สอบเทียบโดย: NSL

ชื่อเครื่องมือ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบปรอท

S/N

เลขครุภัณฑ์

JOB No.

สถานที่ 303

รหัสอุปกรณ์: BP

ยี่ห้อ

วันที่

15/3/64

UUC (mmHg)	Std1	Std2	Std3
60.00	60	60	60
120.00	120	120	120
200.00	200.5	201	201

สอบเทียบโดย: วิศว

ชื่อเครื่องมือ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบปรอท

S/N

เลขครุภัณฑ์

JOB No.

สถานที่ 304

รหัสอุปกรณ์: BP

ยี่ห้อ

วันที่

15/3/64

UUC (mmHg)	Std1	Std2	Std3
60.00	60	60	60
120.00	120	120	120
200.00	201	201	201

สอบเทียบโดย: วิศว

ชื่อเครื่องมือ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบปรอท

S/N

เลขครุภัณฑ์

JOB No.

สถานที่ 310

รหัสอุปกรณ์: BP

ยี่ห้อ

วันที่

17/3/64

UUC (mmHg)	Std1	Std2	Std3
60.00	60	60	60
120.00	120	120	120
200.00	201	201	201

สอบเทียบโดย: วิศว

ชื่อเครื่องมือ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบปรอท

S/N

เลขครุภัณฑ์

JOB No.

สถานที่ 311

รหัสอุปกรณ์: BP

ยี่ห้อ

วันที่

17/3/64

UUC (mmHg)	Std1	Std2	Std3
60.00	60	60	60
120.00	122	122	122
200.00	204	204	204

สอบเทียบโดย: วิศว

ชื่อเครื่องมือ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบปรอท

S/N

เลขครุภัณฑ์

JOB No.

สถานที่ 312

รหัสอุปกรณ์: BP

ยี่ห้อ

วันที่

17/3/64

UUC (mmHg)	Std1	Std2	Std3
60.00	60	60	60
120.00	121	121	121
200.00	202	202	202

สอบเทียบโดย: วิศว

ชื่อเครื่องมือ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบปรอท

S/N..... JOB No. 313

เลขครุภัณฑ์ 2 พว.ร. 21 19

สถานที่ วิทยาลัยพยาบาล Mercuria

รหัสอุปกรณ์: BP -

ยี่ห้อ

21

สอบเทียบวันที่ 18/3/64

UUC (mmHg)	Std1	Std2	Std3
60.00	60	60	60
120.00	120	120	120
200.00	200	200	200

สอบเทียบโดย: 55mm

ชื่อเครื่องมือ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบปรอท

S/N..... JOB No. 314

เลขครุภัณฑ์ 2 พว.ร. 22 10

สถานที่ วิทยาลัยพยาบาล Mercuria

รหัสอุปกรณ์: BP -

ยี่ห้อ

22

สอบเทียบวันที่ 18/3/64

UUC (mmHg)	Std1	Std2	Std3
60.00	60	60	60
120.00	120	120	120
200.00	202	202	202

สอบเทียบโดย: 52

ชื่อเครื่องมือ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบปรอท

S/N..... JOB No. 315

เลขครุภัณฑ์ 2 พว.ร. 23 14

สถานที่ วิทยาลัยพยาบาล HICO

รหัสอุปกรณ์: BP -

ยี่ห้อ

23

สอบเทียบวันที่ 18/3/64

UUC (mmHg)	Std1	Std2	Std3
60.00	61	61	61
120.00	121	121	121
200.00	202	202	202

สอบเทียบโดย: 55

ชื่อเครื่องมือ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบปรอท

S/N..... JOB No.....

เลขครุภัณฑ์.....

สถานที่.....

ยี่ห้อ.....

รุ่น.....

รหัสอุปกรณ์: BP -

สอบเทียบวันที่.....

UUC (mmHg)	Std1	Std2	Std3
60.00			
120.00			
200.00			

สอบเทียบโดย:

ชื่อเครื่องมือ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบปรอท

S/N..... JOB No.....

เลขครุภัณฑ์.....

สถานที่.....

ยี่ห้อ.....

รุ่น.....

รหัสอุปกรณ์: BP -

สอบเทียบวันที่.....

UUC (mmHg)	Std1	Std2	Std3
60.00			
120.00			
200.00			

สอบเทียบโดย:

ชื่อเครื่องมือ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบปรอท สถานที่ วิทยาลัยพยาบาล HICO ยี่ห้อ 24 วันที่ 10/3/64
 S/N..... JOB No. 317 รหัสอุปกรณ์: BP-.....
 เลขครุภัณฑ์..... วพ.ร.ค. ๗.1 13

UUC (mmHg)	Std1	Std2	Std3
60.00	60	60	60
120.00	120	120	120
200.00	201	201	201

สอบเทียบโดย:

ชื่อเครื่องมือ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบปรอท สถานที่ วิทยาลัยพยาบาล HICO ยี่ห้อ 25 วันที่ 20/3/64
 S/N..... JOB No. 318 รหัสอุปกรณ์: BP-.....
 เลขครุภัณฑ์..... วพ.ร.ค. 12

UUC (mmHg)	Std1	Std2	Std3
60.00	61	61	61
120.00	121	121	121
200.00	202	202	202

สอบเทียบโดย:

ชื่อเครื่องมือ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบปรอท สถานที่ วิทยาลัยพยาบาล Baumanometer ยี่ห้อ 031 วันที่ 25/3/64
 S/N..... JOB No. 324 รหัสอุปกรณ์: BP-.....
 เลขครุภัณฑ์..... วพ.ร.ค. ๗.1 08

UUC (mmHg)	Std1	Std2	Std3
60.00	60	60	60
120.00	120	120	120
200.00	200	200	200

สอบเทียบโดย:

ชื่อเครื่องมือ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบปรอท สถานที่ วิทยาลัยพยาบาล Baumanometer ยี่ห้อ 032 วันที่ 25/3/64
 S/N..... JOB No. 325 รหัสอุปกรณ์: BP-.....
 เลขครุภัณฑ์..... วพ.ร.ค. ๗.1 09

UUC (mmHg)	Std1	Std2	Std3
60.00	61	61	61
120.00	120	120	120
200.00	200	200	200

สอบเทียบโดย:

ชื่อเครื่องมือ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบปรอท สถานที่ วิทยาลัยพยาบาล Baumanometer ยี่ห้อ 033 วันที่ 25/3/64
 S/N..... JOB No. 326 รหัสอุปกรณ์: BP-.....
 เลขครุภัณฑ์..... วพ.ร.ค. ๗.1 19

UUC (mmHg)	Std1	Std2	Std3
60.00	60	60	60
120.00	120	120	120
200.00	200	200	200

สอบเทียบโดย:

ชื่อเครื่องมือ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบปรอท

S/N.....

เลขครุภัณฑ์.....

สถานที่

JOB No. 319

รหัสอุปกรณ์: BP

ยี่ห้อ

วพ.ร. 26

สอบเทียบวันที่

25/3/64

UUC (mmHg)	Std1	Std2	Std3
60.00	61	61	61
120.00	121	121	121
200.00	201	201	201

สอบเทียบโดย: 

ชื่อเครื่องมือ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบปรอท

S/N.....

เลขครุภัณฑ์.....

สถานที่

JOB No. 320

รหัสอุปกรณ์: BP

ยี่ห้อ

วพ.ร. 027

สอบเทียบวันที่

25/3/64

UUC (mmHg)	Std1	Std2	Std3
60.00	61	61	61
120.00	121	121	121
200.00	201	201	201

สอบเทียบโดย: 

ชื่อเครื่องมือ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบปรอท

S/N.....

เลขครุภัณฑ์.....

สถานที่

JOB No. 321

รหัสอุปกรณ์: BP

ยี่ห้อ

วพ.ร. 028

สอบเทียบวันที่

25/3/64

UUC (mmHg)	Std1	Std2	Std3
60.00	61	61	61
120.00	121	121	121
200.00	201	201	201

สอบเทียบโดย: 

ชื่อเครื่องมือ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบปรอท

S/N.....

เลขครุภัณฑ์.....

สถานที่

JOB No. 322

รหัสอุปกรณ์: BP

ยี่ห้อ

วพ.ร. 029

สอบเทียบวันที่

25/3/64

UUC (mmHg)	Std1	Std2	Std3
60.00	61	61	61
120.00	121	121	121
200.00	202	202	202

สอบเทียบโดย: 

ชื่อเครื่องมือ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบปรอท

S/N.....

เลขครุภัณฑ์.....

สถานที่

JOB No. 323

รหัสอุปกรณ์: BP


ยี่ห้อ

วพ.ร. 030

สอบเทียบวันที่

25/3/64

UUC (mmHg)	Std1	Std2	Std3
60.00	61	61	61
120.00	121	121	121
200.00	201	201	201

สอบเทียบโดย: 

ชื่อเครื่องมือ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบปรอท สถานะที่ วิทยาลัยพยาบาล - HICO ยี่ห้อ วพว. 34 รุ่น 826/3/64
 S/N..... JOB No. 327 รหัสอุปกรณ์: BP..... สอบเทียบวันที่ 826/3/64
 เลขครุภัณฑ์ วพว.ร.

UUC (mmHg)	Std1	Std2	Std3
60.00	59.5	59.5	59.5
120.00	119.5	119.5	119.5
200.00	200	200	200

สอบเทียบโดย: Lu

ชื่อเครื่องมือ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบปรอท สถานะที่ วิทยาลัยพยาบาล - HICO ยี่ห้อ วพว. 035 รุ่น 26/3/64
 S/N..... JOB No. 328 รหัสอุปกรณ์: BP..... สอบเทียบวันที่ 26/3/64
 เลขครุภัณฑ์ วพว.ร.

UUC (mmHg)	Std1	Std2	Std3
60.00	60	60	60
120.00	120	120	120
200.00	201	201	201

สอบเทียบโดย: Lu

ชื่อเครื่องมือ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบปรอท สถานะที่ วิทยาลัยพยาบาล - HICO ยี่ห้อ วพว. 36 รุ่น 26/3/64
 S/N..... JOB No. 329 รหัสอุปกรณ์: BP..... สอบเทียบวันที่ 26/3/64
 เลขครุภัณฑ์ วพว.ร.

UUC (mmHg)	Std1	Std2	Std3
60.00	60	60	60
120.00	121	121	121
200.00	202	202	202

สอบเทียบโดย: Lu

ชื่อเครื่องมือ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบปรอท สถานะที่ วิทยาลัยพยาบาล - HICO ยี่ห้อ วพว. 037 รุ่น 26/3/64
 S/N..... JOB No. 330 รหัสอุปกรณ์: BP..... สอบเทียบวันที่ 26/3/64
 เลขครุภัณฑ์ วพว.ร. 014

UUC (mmHg)	Std1	Std2	Std3
60.00	61	61	61
120.00	122	122	122
200.00	203	203	203

สอบเทียบโดย: Lu

ชื่อเครื่องมือ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบปรอท สถานะที่ วิทยาลัยพยาบาล - Mercurial ยี่ห้อ วพว. 038 รุ่น 827/3/64
 S/N..... JOB No. 335 รหัสอุปกรณ์: BP..... สอบเทียบวันที่ 827/3/64
 เลขครุภัณฑ์ วพว.ร. 20

UUC (mmHg)	Std1	Std2	Std3
60.00	61	61	61
120.00	121	121	121
200.00	202	202	202

สอบเทียบโดย: Lu

ชื่อเครื่องมือ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบปรอท

S/N

เลขครุภัณฑ์

JOB No.

336

สถานที่

วิทยาลัยพยาบาล

ยี่ห้อ

HICO

รุ่น

วพ.ร.อ. 039

สอบเทียบวันที่

27/3/64

UUC (mmHg)	Std1	Std2	Std3
60.00	60	60	60
120.00	120	120	120
200.00	200	200	200

สอบเทียบโดย :

✓

ชื่อเครื่องมือ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบปรอท

S/N

เลขครุภัณฑ์

JOB No.

337

สถานที่

วิทยาลัยพยาบาล

ยี่ห้อ

HICO

รุ่น

วพ.ร.อ. 040

สอบเทียบวันที่

27/3/64

UUC (mmHg)	Std1	Std2	Std3
60.00	60	60	60
120.00	120	120	120
200.00	200	200	200

สอบเทียบโดย :

✓

ชื่อเครื่องมือ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบปรอท

S/N

เลขครุภัณฑ์

JOB No.

รหัสอุปกรณ์ : BP

สอบเทียบวันที่

UUC (mmHg)	Std1	Std2	Std3
60.00			
120.00			
200.00			

สอบเทียบโดย :

ชื่อเครื่องมือ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบปรอท

S/N

เลขครุภัณฑ์

JOB No.

รหัสอุปกรณ์ : BP

สอบเทียบวันที่

UUC (mmHg)	Std1	Std2	Std3
60.00			
120.00			
200.00			

สอบเทียบโดย :

ชื่อเครื่องมือ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบปรอท

S/N

เลขครุภัณฑ์

JOB No.

รหัสอุปกรณ์ : BP

สอบเทียบวันที่

UUC (mmHg)	Std1	Std2	Std3
60.00			
120.00			

สอบเทียบโดย :



REDMI NOTE 9 PRO
AI QUAD CAMERA

ชื่อเครื่องมือ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบปรอท สถานที่ วิทยาลัยพยาบาล ยี่ห้อ HICO รุ่น
 S/N JOB No 338 รหัสอุปกรณ์: BP- 2พณ.ยบ-41 สอบเทียบวันที่ 7/4/64
 เลขครุภัณฑ์ 2พณ.ยบ 58-04

UUC (mmHg)	Std1	Std2	Std3
60.00	60	61	60
120.00	120	120	120
200.00	200	200	200

สอบเทียบโดย: 

ชื่อเครื่องมือ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบปรอท สถานที่ วิทยาลัยพยาบาล ยี่ห้อ HICO รุ่น
 S/N JOB No 339 รหัสอุปกรณ์: BP- 2พณ.ยบ-42 สอบเทียบวันที่ 7/4/64
 เลขครุภัณฑ์ 2พณ.ยบ 58-01

UUC (mmHg)	Std1	Std2	Std3
60.00	59	59	59
120.00	119	120	120
200.00	200	200	200

สอบเทียบโดย: 

ชื่อเครื่องมือ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบปรอท สถานที่ วิทยาลัยพยาบาล ยี่ห้อ HICO รุ่น
 S/N JOB No 340 รหัสอุปกรณ์: BP- 2พณ.ยบ-43 สอบเทียบวันที่ 7/4/64
 เลขครุภัณฑ์ 2พณ.ยบ 02

UUC (mmHg)	Std1	Std2	Std3
60.00	59	59	60
120.00	119	119	119
200.00	199	199	199

สอบเทียบโดย: 

ชื่อเครื่องมือ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบปรอท สถานที่ วิทยาลัยพยาบาล ยี่ห้อ HICO รุ่น
 S/N JOB No 341 รหัสอุปกรณ์: BP- 2พณ.ยบ-44 สอบเทียบวันที่ 7/4/64
 เลขครุภัณฑ์ 2พณ.ยบ 58-03

UUC (mmHg)	Std1	Std2	Std3
60.00	60	60	60
120.00	119	120	120
200.00	200	200	200

สอบเทียบโดย: 

ชื่อเครื่องมือ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบปรอท สถานที่ วิทยาลัยพยาบาล ยี่ห้อ HICO รุ่น
 S/N JOB No 342 รหัสอุปกรณ์: BP- 2พณ.ยบ-45 สอบเทียบวันที่ 7/4/64
 เลขครุภัณฑ์ 2พณ.ยบ 58-19

UUC (mmHg)	Std1	Std2	Std3
60.00	59	60	60
120.00	119	120	120
200.00	200	200	200

สอบเทียบโดย: 

ชื่อเครื่องมือ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบปรอท

สถานที่ โรงพยาบาล

ยี่ห้อ HICO

รุ่น

S/N

JOB No.

343

รหัสอุปกรณ์: BP

วพ. ๕๗ - 46

สอบเทียบวันที่ 7/4/64

เลขครุภัณฑ์ วพ. ๕๗ - ๐6

UUC (mmHg)	Std1	Std2	Std3
60.00	59	60	60
120.00	119	119	119
200.00	199	199	200

สอบเทียบโดย: JSL

ชื่อเครื่องมือ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบปรอท

สถานที่ โรงพยาบาล

ยี่ห้อ HICO

รุ่น

S/N

JOB No.

344

รหัสอุปกรณ์: BP

วพ. ๕๗ - 47

สอบเทียบวันที่ 7/4/64

เลขครุภัณฑ์ วพ. ๕๗ - 16

UUC (mmHg)	Std1	Std2	Std3
60.00	59	60	60
120.00	119	120	120
200.00	200	200	200

สอบเทียบโดย: JSL

ชื่อเครื่องมือ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบปรอท

สถานที่ โรงพยาบาล

ยี่ห้อ HICO

รุ่น

S/N

JOB No.

345

รหัสอุปกรณ์: BP

วพ. ๕๗ - 49

สอบเทียบวันที่ 7/4/64

เลขครุภัณฑ์ วพ. ๕๗ - 16

UUC (mmHg)	Std1	Std2	Std3
60.00	60	60	60
120.00	120	120	120
200.00	200	200	200

สอบเทียบโดย: JSL

ชื่อเครื่องมือ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบปรอท

สถานที่ โรงพยาบาล

ยี่ห้อ HICO

รุ่น

S/N

JOB No.

346

รหัสอุปกรณ์: BP

วพ. ๕๗ - 49

สอบเทียบวันที่ 7/4/64

เลขครุภัณฑ์ วพ. ๕๗ - ๐5

UUC (mmHg)	Std1	Std2	Std3
60.00	59	59	59
120.00	119	119	119
200.00	199	199	199

สอบเทียบโดย: JSL

ชื่อเครื่องมือ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบปรอท

สถานที่ โรงพยาบาล

ยี่ห้อ HICO

รุ่น

S/N

JOB No.

347

รหัสอุปกรณ์: BP

วพ. ๕๗ - 50

สอบเทียบวันที่ 7/4/64

เลขครุภัณฑ์ วพ. ๕๗ - 15

UUC (mmHg)	Std1	Std2	Std3
60.00	59	60	60
120.00	119	119	119
200.00	199	199	199

สอบเทียบโดย: JSL



REDMI NOTE 9 PRO
AI QUAD CAMERA

ชื่อเครื่องมือ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบปรอท สถานที่ โรงพยาบาลราช ยี่ห้อ HICO รุ่น
 S/N..... JOB No. 348 รหัสอุปกรณ์: BP- จพว. ๕๖ - ๕๑ สอบเทียบวันที่ 7/4/64
 เลขครุภัณฑ์ จพว. ๕๖ 56-025

UUC (mmHg)	Std1	Std2	Std3
60.00	59	60	59
120.00	120	119	119
200.00	200	199	199

สอบเทียบโดย:

JS

ชื่อเครื่องมือ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบปรอท สถานที่ โรงพยาบาลราช ยี่ห้อ HICO รุ่น
 S/N..... JOB No. 349 รหัสอุปกรณ์: BP- จพว. ๕๖ - ๕๑ สอบเทียบวันที่ 7/4/64
 เลขครุภัณฑ์ จพว. ๕๖ 56-19

UUC (mmHg)	Std1	Std2	Std3
60.00	58	58	58
120.00	118	118	118
200.00	198	198	198

สอบเทียบโดย:

JS

ชื่อเครื่องมือ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบปรอท สถานที่..... ยี่ห้อ..... รุ่น.....
 S/N..... JOB No..... รหัสอุปกรณ์: BP-..... สอบเทียบวันที่.....
 เลขครุภัณฑ์.....

UUC (mmHg)	Std1	Std2	Std3
60.00			
120.00			
200.00			

สอบเทียบโดย:

ชื่อเครื่องมือ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบปรอท สถานที่..... ยี่ห้อ..... รุ่น.....
 S/N..... JOB No..... รหัสอุปกรณ์: BP-..... สอบเทียบวันที่.....
 เลขครุภัณฑ์.....

UUC (mmHg)	Std1	Std2	Std3
60.00			
120.00			
200.00			

สอบเทียบโดย:

ชื่อเครื่องมือ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบปรอท สถานที่..... ยี่ห้อ..... รุ่น.....
 S/N..... JOB No..... รหัสอุปกรณ์: BP-..... สอบเทียบวันที่.....
 เลขครุภัณฑ์ จพว. ๕๖ 56-025

UUC (mmHg)	Std1	Std2	Std3
60.00			
120.00			
200.00			

สอบเทียบโดย:

Detail : Digital Blood Pressure
 Manufacture : CITIZEN
 Model : CH-453-AC
 S/N : 3002157
 ID No. : BPD. 244. 06

Department : วิทยาลัยพยาบาล BPD
 Section : CMB355 244. 2561/3
☒ Digital Resolution : 1.0 mmHg.
 Environment : C Humidity : 64 %
 Cal. Date : 24 4 64

Systolic Pressure : mmHg.

Range	STD.	UUC. 1	UUC. 2	UUC. 3
80	80	89	86	88
120	120	126	127	126
200	200	209	208	207

Diastolic Pressure : mmHg.

50	50	54	54	54
80	80	87	87	87
150	150	161	161	161

Heart Rate: BPM.

60	60	60	61	60
80	80	81	80	81
120	120	120	120	120

SPO2 %

Range	STD.	UUC. Reading 1	UUC. Reading 2	UUC. Reading 3
94	94			
96	96			
98	98			

Calibrated by : 244

รหัส	เครื่องมือ	ยี่ห้อ	รุ่น	หมายเลขเครื่อง
25	NIBP Simulator	Fluke	Cufflink	9110017
45	NIBP Simulator	Fluke	Cufflink	2092425
28	Pulse Oximeter Ananlyzer	Fluke	INDEX 2 MFE	2090012
48	Pulse Oximeter Ananlyzer	Fluke	INDEX 2 MFE	9108020
51	Prosim 8 Simulator	Fluke	ProSim 8	3886044

Detail : Digital Blood Pressure
 Manufacture : CITIZEN
 Model : CH-453-AC
 S/N : 8000446
 ID No. : BPD-2พว.ร. 07

Department : วิทยาลัยพยาบาล BPD
 Section : CMB 356 2พว.ร.
☒ Digital Resolution : 1.0 mmHg.
 Environment : °C Humidity : %
 Cal. Date : 24 4 64

Systolic Pressure : mmHg.

Range	STD.	UUC. 1	UUC. 2	UUC. 3
80	80	89	87	86
120	120	129	128	127
200	200	210	209	208

Diastolic Pressure : mmHg.

50	50	54	55	55
80	80	86	86	88
150	150	163	162	162

Heart Rate: BPM.

60	60	60	61	60
80	80	80	81	80
120	120	120	120	120

SPO2 %

Range	STD.	UUC. Reading 1	UUC. Reading 2	UUC. Reading 3
94	94			
96	96			
98	98			

Calibrated by : 

รหัส	เครื่องมือ	ยี่ห้อ	รุ่น	หมายเลข
25	NIBP Simulator	Fluke	Cufflink	91100
45	NIBP Simulator	Fluke	Cufflink	20924
28	Pulse Oximeter Ananlyzer	Fluke	INDEX 2 MFE	20900
48	Pulse Oximeter Ananlyzer	Fluke	INDEX 2 MFE	9108
51	ProSim 8 Simulator	Fluke	ProSim 8	3886

Detail : Digital Blood Pressure
 Manufacture : CITIZEN
 Model : CH453 AC
 S/N : 8002151
 ID No. : BPD-2พว.ร. ๐8

Department : วิทยาลัยพยาบาล
 Section : CMB 357 พว.ร. 2561/11
☒ Digital Resolution : 1.0 mmHg.
 Environment : °C Humidity : %
 Cal. Date : 24 4 64

Systolic Pressure : mmHg.

Range	STD.	UUC. 1	UUC. 2	UUC. 3
80	80	90	86	87
120	120	127	128	128
200	200	206	205	209

Diastolic Pressure : mmHg.

50	50	54	54	53
80	80	87	87	86
150	150	161	161	161

Heart Rate: BPM.

60	60	60	60	61
80	80	80	81	80
120	120	121	120	121

SPO2 %

Range	STD.	UUC. Reading 1	UUC. Reading 2	UUC. Reading 3
94	94			
96	96			
98	98			

Calibrated by : √

รหัส	เครื่องมือ	ยี่ห้อ	รุ่น	หมายเลขเครื่อง
25	NIBP Simulator	Fluke	Cufflink	9110017
45	NIBP Simulator	Fluke	Cufflink	2092425
28	Pulse Oximeter Analyzer	Fluke	INDEX 2 MFE	2090012
48	Pulse Oximeter Analyzer	Fluke	INDEX 2 MFE	9108020
51	ProSim 8 Simulator	Fluke	ProSim 8	3886044

Detail : Digital Blood Pressure
 Manufacture : CITIZEN
 Model : CH453 AC
 S/N : 8000118
 ID No. : BPD-2WV.56.09

Department : วิทยาลัยพยาบาล
 Section : 358 ควบคุม. 2561/10 BPD
☒ Digital Resolution : 1.0 mmHg.
 Environment : ๕ Humidity : %
 Cal. Date : 24 4 64

Systolic Pressure : mmHg.

Range	STD.	UUC. 1	UUC. 2	UUC. 3
80	80	89	86	87
120	120	128	128	126
200	200	205	209	208

Diastolic Pressure : mmHg.

50	50	53	55	54
80	80	88	87	87
150	150	136	135	135

Heart Rate: BPM.

60	60	60	60	60
80	80	81	81	81
120	120	120	121	120

SPO2 %

Range	STD.	UUC. Reading 1	UUC. Reading 2	UUC. Reading 3
94	94			
96	96			
98	98			

Calibrated by : 

รหัส	เครื่องมือ	ยี่ห้อ	รุ่น	หมายเลขเครื่อง
25	NIBP Simulator	Fluke	Cufflink	9110017
45	NIBP Simulator	Fluke	Cufflink	2092425
28	Pulse Oximeter Analyzer	Fluke	INDEX 2 MFE	2090012
48	Pulse Oximeter Analyzer	Fluke	INDEX 2 MFE	9108020
51	Prosim 8 Simulator	Fluke	ProSim 8	3886044

120.00

120

120

120

ATK

Detail : Digital Blood Pressure

Manufacture : CJTSEN

Model : CH-453AC

S/N : 8000457

ID No. : BPD-2WV.SK.-10

Department :

Section : 359

☒ Digital

Environment :

Cal. Date :

BPD

BPD

Resolution : 1.0 mmHg.

Humidity : %

24 4 64

Systolic Pressure : mmHg.

Range	STD.	UUC. 1	UUC. 2	UUC. 3
80	80	88	86	87
120	120	127	126	125
200	200	207	208	208

Diastolic Pressure : mmHg.

50	50	54	54	53
80	80	86	87	87
150	150	162	161	161

Heart Rate : BPM.

60	60	60	60	60
80	80	80	80	81
120	120	120	121	121

SPO2 %

Range	STD.	UUC. Reading 1	UUC. Reading 2	UUC. Reading 3
94	94			
96	96			
98	98			

Calibrated by :

J. K. M.

รหัส	เครื่องมือ	ยี่ห้อ	รุ่น	หมายเลขเครื่อง
25	NIBP Simulator	Fluke	Cufflink	9110017
45	NIBP Simulator	Fluke	Cufflink	2092425
28	Pulse Oximeter Analyzer	Fluke	INDEX 2 MFE	2090012
48	Pulse Oximeter Analyzer	Fluke	INDEX 2 MFE	9108020
	Pulse Oximeter Simulator	Fluke	ProSim 8	3886044


 REDMI NOTE 9 PRO
 AI QUAD CAMERA

Detail : Digital Blood Pressure

Manufacture : CITIZEN

Model : CH452 AC

S/N : 3000106

ID No. : BPD-2561/7-011

Department : ภาควิชาพยาบาล

Section : 360 2561/7

☒ Digital

Environment : c

Cal. Date : 24

Resolution : 1.0 mmHg.

Humidity : %

4 64

Systolic Pressure : mmHg.

Range	STD.	UUC. 1	UUC. 2	UUC. 3
80	80	84	86	87
120	120	128	127	129
200	200	207	208	210

Diastolic Pressure : mmHg.

50	50	55	55	54
80	80	87	87	87
150	150	162	162	162

Heart Rate : BPM.

60	60	60	61	61
80	80	80	80	80
120	120	120	121	120

SPO2 %

Range	STD.	UUC. Reading 1	UUC. Reading 2	UUC. Reading 3
94	94			
96	96			
98	98			

Calibrated by : 

รหัส	เครื่องมือ	ยี่ห้อ	รุ่น	หมายเลขเครื่อง
25	NIBP Simulator	Fluke	Cufflink	9110017
45	NIBP Simulator	Fluke	Cufflink	2092425
28	Pulse Oximeter Analyzer	Fluke	INDEX 2 MFE	2090012
48	Pulse Oximeter Analyzer	Fluke	INDEX 2 MFE	9108020
51	Prosim 8 Simulator	Fluke	ProSim 8	3886044



REDMI NOTE 9 PRO
AI QUAD CAMERA

Detail : Digital Blood Pressure

Manufacture : CITIZEN

Model : CH453-AC

S/N : 8001515

ID No. : BPP-244.56.13

Department :

วิทยาลัยพยาบาล

BPD

Section :

362 วนบ. 2561/4

☒ Digital

Resolution : 1.0 mmHg.

Environment :

c

Humidity :

%

Cal. Date :

24

4

64

Systolic Pressure : mmHg.

Range	STD.	UUC. 1	UUC. 2	UUC. 3
80	80	83	85	88
120	120	128	128	127
200	200	209	210	208

Diastolic Pressure : mmHg.

50	50	55	49	54
80	80	87	86	87
150	150	161	161	161

Heart Rate : BPM.

60	60	60	60	60
80	80	80	81	81
120	120	121	120	121

SPO2 %

Range	STD.	UUC. Reading 1	UUC. Reading 2	UUC. Reading 3
94	94			
96	96			
98	98			

Calibrated by :

รหัส	เครื่องมือ	ยี่ห้อ	รุ่น	หมายเลขเครื่อง
25	NIBP Simulator	Fluke	Cufflink	9110017
45	NIBP Simulator	Fluke	Cufflink	2092425
28	Pulse Oximeter Ananlyzer	Fluke	INDEX 2 MFE	2090012
48	Pulse Oximeter Ananlyzer	Fluke	INDEX 2 MFE	9108020
51	Prosim 8 Simulator	Fluke	ProSim 8	3886044

Detail : Digital Blood Pressure
 Manufacture : ~~300~~ CITIZEN
 Model : CH-453AC
 S/N : 8000460
 ID No. : BPD-244.5u.12

Department : ๓๓๑๑๔๗๑๗๗๗ BPD
 Section : 361 ๓๗๗๗.2561/14
☒ Digital Resolution : 1.0 mmHg.
 Environment : c Humidity : %
 Cal. Date : 24 4 64

Systolic Pressure : mmHg.

Range	STD.	UUC. 1	UUC. 2	UUC. 3
80	80	87	86	86
120	120	128	128	127
200	200	207	208	206

Diastolic Pressure : mmHg.

50	50	55	53	54
80	80	87	87	87
150	150	161	161	162

Heart Rate : BPM.

60	60	60	60	61
80	80	80	81	81
120	120	121	121	120

SPO2 %

Range	STD.	UUC. Reading 1	UUC. Reading 2	UUC. Reading 3
94	94			
96	96			
98	98			

Calibrated by : 

รหัส	เครื่องมือ	ยี่ห้อ	รุ่น	หมายเลขเครื่อง
25	NIBP Simulator	Fluke	Cufflink	9110017
45	NIBP Simulator	Fluke	Cufflink	2092425
28	Pulse Oximeter Ananlyzer	Fluke	INDEX 2 MFE	2090012
48	Pulse Oximeter Ananlyzer	Fluke	INDEX 2 MFE	9108020
51	Prosim 8 Simulator	Fluke	ProSim 8	3886044

Detail : Digital Blood Pressure
 Manufacture : CITIZEN
 Model : CH-453-AC
 S/N : 8002154
 ID No. : BPD-2mmHg.05

Department : วิทยาลัยพยาบาล
 Section : CM 354 วิทยาลัย. 2561/5 BPD
☒ Digital Resolution : 1.0 mmHg.
 Environment : °C Humidity : %
 Cal. Date : 21 4 64

Systolic Pressure : mmHg.

Range	STD.	UUC. 1	UUC. 2	UUC. 3
80	80	89	84	89
120	120	129	87/129	129
200	200	204	207	208

Diastolic Pressure : mmHg.

50	50	54	54	54
80	80	87	87	87
150	150	162	162	162

Heart Rate: BPM.

60	60	60	60	60
80	80	80	81	81
120	120	120	120	121

SPO2 %

Range	STD.	UUC. Reading 1	UUC. Reading 2	UUC. Reading 3
94	94			
96	96			
98	98			

Calibrated by : 

รหัส	เครื่องมือ	ยี่ห้อ	รุ่น	หมายเลขเครื่อง
25	NIBP Simulator	Fluke	Cufflink	9110017
45	NIBP Simulator	Fluke	Cufflink	2092425
28	Pulse Oximeter Ananlyzer	Fluke	INDEX 2 MFE	2090012
48	Pulse Oximeter Ananlyzer	Fluke	INDEX 2 MFE	9108020
51	Prosim 8 Simulator	Fluke	ProSim 8	3886044

120.00	120	120	120
200.00	200	200	200

สอบเทียบโดย :

Detail : Digital Blood Pressure
 Manufacture : CITIZEN
 Model : CH-453-AC
 S/N : 8000448
 ID No. : BPD-2พว.ร.04

Department : ภาควิชาพยาบาล
 Section : CMF 353 2พว.ร. 2561/9 BPD
☒ Digital Resolution : 1.0 mmHg.
 Environment : ๕ Humidity : %
 Cal. Date : 21 4 64

Systolic Pressure : mmHg.

Range	STD.	UUC. 1	UUC. 2	UUC. 3
80	80	88	87	88
120	120	128	127	126
200	200	207	207	207

Diastolic Pressure : mmHg.

50	50	53	54	53
80	80	86	86	86
150	150	161	161	162

Heart Rate : BPM.

60	60	60	60	60
80	80	80	80	81
120	120	121	121	121

SPO2 %

Range	STD.	UUC. Reading 1	UUC. Reading 2	UUC. Reading 3
94	94			
96	96			
98	98			

Calibrated by : Kmu

รหัส	เครื่องมือ	ยี่ห้อ	รุ่น	หมายเลขเครื่อง
25	NIBP Simulator	Fluke	Cufflink	9110017
45	NIBP Simulator	Fluke	Cufflink	2092425
28	Pulse Oximeter Ananlyzer	Fluke	INDEX 2 MFE	2090012
48	Pulse Oximeter Ananlyzer	Fluke	INDEX 2 MFE	9108020
51	Prosim 8 Simulator	Fluke	ProSim 8	3886044

Detail : Digital Blood Pressure

Manufacture : CITIZEN

Model : CH-453 AC

S/N : 8000459

ID No. : BPD-2MV. 5v. 03

Department : วิทยาลัยพยาบาลว. 12

Section : OME 352 - 2MV. 2561/1

BPD

☒ Digital

Resolution : 1.0 mmHg.

Environment : c

Humidity : %

Cal. Date : 21

2

64

Systolic Pressure : mmHg.

Range	STD.	UUC. 1	UUC. 2	UUC. 3
80	80	87	88	87
120	120	128	127	127
200	200	209	206	206

Diastolic Pressure : mmHg.

50	50	54	54	54
80	80	87	87	86
150	150	161	161	162

Heart Rate : BPM.

60	60	60	60	61
80	80	80	81	81
120	120	121	120	121

SPO2 %

Range	STD.	UUC. Reading 1	UUC. Reading 2	UUC. Reading 3
94	94			
96	96			
98	98			

Calibrated by : JSC

รหัส	เครื่องมือ	ยี่ห้อ	รุ่น	หมายเลขเครื่อง
25	NIBP Simulator	Fluke	Cufflink	9110017
45	NIBP Simulator	Fluke	Cufflink	2092425
28	Pulse Oximeter Ananlyzer	Fluke	INDEX 2 MFE	2090012
48	Pulse Oximeter Ananlyzer	Fluke	INDEX 2 MFE	9108020
51	Prosim 8 Simulator	Fluke	ProSim 8	3886044



REDMI NOTE 9 PRO
AI QUAD CAMERA

Detail : Digital Blood Pressure

Manufacture : CITIZEN

Model : CH-453-AC

S/N : 3000115

ID No. : BPD-2000.12.02

Department : วิทยาลัยพยาบาล

Section : BME 351 - 2000.12.02

☒ Digital

Resolution : 1.0 mmHg.

Environment : C

Humidity : %

Cal. Date : 21

4

64

Systolic Pressure : mmHg.

Range	STD.	UUC. 1	UUC. 2	UUC. 3
80	80	88	88	89
120	120	128	128	128
200	200	209	207	206

Diastolic Pressure : mmHg.

50	50	54	54	54
80	80	87	86	86
150	150	162	161	161

Heart Rate: BPM.

60	60	60	60	60
80	80	80	80	80
120	120	120	121	121

SPO2 %

Range	STD.	UUC. Reading 1	UUC. Reading 2	UUC. Reading 3
94	94			
96	96			
98	98			

Calibrated by : 

รหัส	เครื่องมือ	ยี่ห้อ	รุ่น	หมายเลขเครื่อง
25	NIBP Simulator	Fluke	Cufflink	9110017
45	NIBP Simulator	Fluke	Cufflink	2092425
28	Pulse Oximeter Ananlyzer	Fluke	INDEX 2 MFE	2090012
48	Pulse Oximeter Ananlyzer	Fluke	INDEX 2 MFE	9108020
51	Prosim 8 Simulator	Fluke	ProSim 8	3886044



REDMI NOTE 9 PRO
AI QUAD CAMERA

Detail : Digital Blood Pressure

Manufacture : OMRON

Model : HEM 7130

S/N : 20160502492VG

ID No. : BPD-OMVSC-01

Department : วิทยาศาสตร์สุขภาพ

BPD

Section : CM 350

☒ Digital

Resolution : 1.0 mmHg.

Environment : C

Humidity : %

Cal. Date : 21

4

64

Systolic Pressure : mmHg.

Range	STD.	UUC. 1	UUC. 2	UUC. 3
80	80	86	86	85
120	120	126	127	126
200	200	208	207	207

Diastolic Pressure : mmHg.

50	50	57	57	57
80	80	89	88	88
150	150	162	162	163

Heart Rate : BPM.

60	60	60	60	60
80	80	80	80	80
120	120	120	120	120

SPO2 %

Range	STD.	UUC. Reading 1	UUC. Reading 2	UUC. Reading 3
94	94			
96	96			
98	98			

Calibrated by : นรุตม์

รหัส	เครื่องมือ	ยี่ห้อ	รุ่น	หมายเลขเครื่อง
25	NIBP Simulator	Fluke	Cufflink	9110017
45	NIBP Simulator	Fluke	Cufflink	2092425
28	Pulse Oximeter Analyzer	Fluke	INDEX 2 MFE	2090012
48	Pulse Oximeter Analyzer	Fluke	INDEX 2 MFE	9108020
51	Prosim 8 Simulator	Fluke	ProSim 8	3886044



REDMI NOTE 9 PRO
AI QUAD CAMERA